


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mettl21C Pour Wb, Elisa - Q5Vzv1

Numéro d'article: CM0016448



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le METTL21C humain, une méthyltransférase de lysine. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour les études sur la méthylation et la régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détail
Nom du Produit	METTL21C Lapin pAb
Remarques/Alias	C13orf39; METTL21C
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	196541
ID de Gène	196541
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-264 du METTL21C humain (NP_001010925.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q5VZV1
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace