

Anticorps Polyclonal Anti-Mettl3 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q86U44

Numéro d'article: CM0021077



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le METTL3 humain (M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3). Validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Pour l'épi-transcriptomique, la méthylation m6A, la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	METTL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56339
GeneID	56339
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-156 du METTL3 humain (NP_062826.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86U44
Poids Protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace