

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mettl3 [Kd Validé] Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - Q86U44

Numéro d'article: CM0009223



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin haute performance ciblant METTL3 (sous-unité catalytique de la N6-adenosine-méthyltransférase). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP et ELISA. Réagit avec METTL3 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche en épitranscriptomique et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-METTL3 [KD validé]
Remarques/Alias	M6A ; IME4 ; Spo8 ; MT-A70 ; hMETTL3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	56339
GeneID	56339
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-156 de METTL3 humain (NP_062826.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q86U44
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Sac de glace