

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mettl3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86U44

Numéro d'article: CM0028645



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-METTL3 (sous-unité catalytique N6-adénosine-méthyltransférase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le METTL3 humain, souris et rat ; convient pour la recherche sur la méthylation de l'ARN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] METTL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3; METTL3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	56339
GeneID	56339
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-156 du METTL3 humain (NP_062826.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86U44
Poids moléculaire	64kDa
Expédition	Sac de glace