

Anticorps Polyclonal Anti-Mettl7A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H8H3

Numéro d'article: CM0030669

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-METTL7A validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible une thiol méthyltransférase impliquée dans la modification des ARNInc et la biologie des gouttelettes lipidiques. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	METTL7A Lapin pAb
Remarques/Alias	AAMB; AAM-B; METTL7A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	25840
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-244 de la protéine METTL7A humaine (NP_054752.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H8H3
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace