

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mettl7B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Ux53

Numéro d'article: CM0027927

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la METTL7B humaine (TMT1B), une thiol S-méthyltransférase. Convient pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme hépatique et les méthyltransférases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-METTL7B
Remarques/Alias	ALDI ; METTL7B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	196410
GeneID	196410
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 165-244 de la METTL7B humaine (NP_689850.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6UX53
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace