

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mettl8 Pour Wb, Elisa - Q9H825

Numéro d'article: CM0022542

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique à la protéine humaine METTL8, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient à la recherche sur la modification de l'ARNt mitochondrial et la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-METTL8
Remarques/Alias	TIP; METTL8
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79828
ID de gène	79828
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de la METTL8 humaine (NP_001308089.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H825
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace