

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mevalonate Kinase (Mvk) Pour Wb, Elisa - Q03426

Numéro d'article: CM0002180



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la mévalonate kinase humaine (MVK, MK, LRBP), validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur la biosynthèse du cholestérol, le métabolisme des stérols et les voies de maladies connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MVK mAb Lapin
Remarques/Alias	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4598
ID de Gène	4598
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 297-396 de la MVK humaine (Q03426)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q03426
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace