

Anticorps Polyclonal Anti-Mex3D Pour Wb, Elisa - Q86Xn8

Numéro d'article: CM0021563



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine de liaison à l'ARN MEX3D. Validé pour le western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée confirmée chez la souris. Convient à la recherche sur la régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MEX3D Rabbit pAb
Remarques/alias	MEX3; TINO; RKHD1; MEX-3D; RNF193; OK/SW-cl.4; MEX3D
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	399664
GeneID	399664
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de la protéine humaine MEX3D (NP_976049.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q86XN8
Poids moléculaire de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac réfrigérant