

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mfap5 Pour Wb Et Elisa - Q13361

Numéro d'article: CM0022036

Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin, ciblant la protéine 5 associée aux microfibrilles humaines (MFAP5), idéal pour les applications de Western blot et d'ELISA.

Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur l'hématopoïèse, l'intégrité cardiovasculaire et les microfibrilles associées à l'élastine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MFAP5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AAT9 ; MP25 ; MAGP2 ; MAGP-2 ; MFAP-5 ; MFAP5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8076
GeneID	8076
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 73 à 173 de la MFAP5 humaine. (NP_003471.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13361
Poids moléculaire	20 kDa
Expédition	Sac réfrigérant