

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mff (Wb, Ihc-P, Elisa) - Q9Gzy8

Numéro d'article: CM0029138

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MFF humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le MFF endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour les études de fission mitochondriale et de division des organelles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-MFF
Remarques/Alias	EMPF2 ; GL004 ; C2orf33 ; MFF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56947
GeneID	56947
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du MFF humain (NP_064579.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZY8
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace