

Anticorps Monoclonal Anti-Mfg-E8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q08431

Numéro d'article: CM0010273

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MFG-E8 validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Cible la lactadhérine (Q08431), un facteur 8 de la globule gras du lait-EGF impliqué dans l'élimination des cellules apoptotiques, l'angiogenèse et la cicatrisation muqueuse. Idéal pour la recherche sur le cancer et la fécondation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-MFG-E8
Remarques/Alias	BA46 ; HMFG ; MFGM ; SED1 ; hP47 ; EDIL1 ; MFG-E8 ; SPAG10 ; OAcGD3S ; Hst19888
Espèce	humain
GenelD (humain)	4240
GenelD	4240
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 231-387 du MFG-E8 humain (NP_005919.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08431
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace