

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mfge8 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q08431

Numéro d'article: CM0017758

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MFGE8 validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA, présentant une réactivité croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Pour la recherche sur l'apoptose, l'angiogenèse, la cicatrisation muqueuse et l'interaction des gamètes. Immunogène : aa 1-200 ; ~43 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MFGE8 pAb de lapin
Remarques/Alias	BA46 ; HMFG ; MFGM ; SED1 ; hP47 ; EDIL1 ; MFG-E8 ; SPAG10 ; OAcGD35 ; HsT19888 ; MFGE8
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4240
ID du gène	4240
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la MFGE8 humaine (NP_005919.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q08431
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace