

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mfi2 (Mélanotransferrine) Pour Wb, Fc, Elisa - P08582

Numéro d'article: CM0004549



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la mélanotransferrine humaine (MFI2/CD228), adapté pour le WB, le FC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du fer et le mélanome.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | mAb de lapin anti-MFI2                                                                                                                            |
| Remarques/Alias                  | MTf ; MFI2 ; MTF1 ; CD228 ; MAP97                                                                                                                 |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                            |
| GeneID (Humain)                  | 4241                                                                                                                                              |
| GeneID                           | 4241                                                                                                                                              |
| Immunogène                       | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-708 de MFI2 humain (NP_005920.2). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                             |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                             |
| Application                      | WB, FC, ELISA                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée               | Humain, Rat                                                                                                                                       |
| SWISS                            | P08582                                                                                                                                            |
| Poids moléculaire de la protéine | 32kDa/80kDa                                                                                                                                       |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                      |