

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mfi2 (Mélanotransferrine) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08582

Numéro d'article: CM0027107



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MFI2 humaine (mélanotransferrine, CD228). Validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le transport du fer et le mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MFI2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4241
GeneID	4241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-200 de la protéine MFI2 humaine (NP_201573.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08582
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace