


Anticorps Polyclonal Anti-Mfsd2A Pour Wb, Elisa - Q8Na29

Numéro d'article: CM0020407



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MFSD2A humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la BHE et le transport des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MFSD2A Lapin pAb
Remarques/Alias	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84879
GeneID	84879
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence située dans les acides aminés 464-543 du MFSD2A humain (NP_001129965.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NA29
Poids moléculaire	60 kDa
Expédition	Sac de glace