


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mfsd2A Pour Wb, Elisa - Q9Da75

Numéro d'article: CM0019484



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Mfsd2a (NLS1), un symporteur sodium-dépendant de lysophosphatidylcholine essentiel pour la fonction de la barrière hémato-encéphalique et le transport du DHA. Validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Mfsd2a
Remarques / Alias	NLS1; Mfsd2; 1700018O18Rik; Mfsd2a
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	84879
Identifiant du gène	76574
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-245 de la Mfsd2a de souris (NP_083938.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9DA75
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace