


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mfsd2A/Nls1 Pour Wb, Elisa - Q8Na29

Numéro d'article: CM0006182



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant MFSD2A/NLS1 humain (Symporteur dépendant du sodium de lysophosphatidylcholine 1). Validé pour WB et ELISA, réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la barrière hémato-encéphalique et le transport des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MFSD2A/NLS1 Lapin mAb
Remarques/Alias	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A/NLS1
Espèce	Humain
GeneID	84879
Immunogène	Protéine recombinante de MFSD2A/NLS1 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NA29
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace