


Anticorps Polyclonal Anti-Mgam Pour Wb, Elisa - 043451

Numéro d'article: CM0021730



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la maltase-glucoamylase humaine (MGAM), validé pour Western blot et ELISA. La cible est une enzyme de la bordure en brosse de 312 kDa impliquée dans la digestion de l'amidon. Idéal pour la recherche intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MGAM Rabbit pAb
Remarques / Alias	MG; MGA; MGAM
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8972
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 860-1090 de la MGAM humaine (NP_004659.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	043451
Poids de la protéine	312 kDa
Expédition	Sachet de glace