

Anticorps Polyclonal Anti-Mgat1 Pour Wb, Elisa - P26572

Numéro d'article: CM0014554

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant MGAT1 (GNT-I), idéal pour les applications WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec des échantillons humains et de rat. Outil essentiel pour l'étude de la biosynthèse des N-glycanes et de la fonction de l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MGAT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GnTi; MGAT; GLCT1; GLYT1; GNT-1; GNT-I; GLCNAC-Ti; MGAT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4245
GeneID	4245
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de MGAT1 humain (NP_002397.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P26572
Poids Protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace