

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mgat2 Pour Wb Et Elisa - Q10469

Numéro d'article: CM0026843



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine MGAT2 (GlcNAc-T II), essentiel pour la N-glycosylation des protéines, validé pour le WB et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en glycobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MGAT2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GNT2; CDG2A; CDGS2; GNT-II; GLCNACTII; MGAT2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4247
Identifiant de gène	4247
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 178-447 de la protéine MGAT2 humaine (NP_002399.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q10469
Poids moléculaire de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace