

Anticorps Monoclonal Anti-Mgat3 Pour Wb, Elisa - Q09327

Numéro d'article: CM0006714

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine MGAT3 (GNT-III) humaine, validé pour Western Blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris. Convient pour les études sur la biosynthèse des glycoprotéines et la ramification des N-glycanes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MGAT3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	GNT3 ; GNT-III ; MGAT3
Espèce	Humaine
Identifiant de gène	4248
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 381 et 480 de la protéine MGAT3 humaine (NP_002400.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q09327
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace