

Anticorps Polyclonal Anti-Mgat3 Pour Wb Et Elisa - Q09327

Numéro d'article: CM0027264

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MGAT3 humain (GNT-III) validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le MGAT3 dans des échantillons humains, murins et de rat ; impliqué dans la biosynthèse des N-glycanes et la régulation de l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MGAT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	GNT3 ; GNT-III ; MGAT3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4248
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 364-533 du MGAT3 humain (NP_002400.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q09327
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace