


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mgat4A Pour Wb, Elisa - Q9Um21

Numéro d'article: CM0017852



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain MGAT4A (GNT-IVA), validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour étudier la glycosylation, le transport du glucose et la fonction des cellules bêta pancréatiques. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | MGAT4A Lapin pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | GNT-IV; GnT-4a; GNT-IVA; MGAT4A                                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 11320                                                                                                                        |
| GeneID             | 11320                                                                                                                        |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-100 du MGAT4A humain (NP_036346.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                       |
| SWISS              | Q9UM21                                                                                                                       |
| Poids protéique    | 62kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |