

Anticorps Monoclonal Anti-Mgea5/Oga Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60502

Numéro d'article: CM0005046



Introduction

Anticorps monoclonal anti-MGEA5/OGA validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'O-GlcNAcase et le développement de tests IVD. Fourni par la plateforme complète d'approvisionnement en matières premières IVD de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] MGEA5/OGA Rabbit mAb
Remarques / Alias	MEA5; MGEA5; NCOAT
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10724
ID du gène	10724
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 433-633 de MGEA5/OGA humain NP_036347.1
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60502
Poids de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace