

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Mgll (Magl) Pour Wb, Ihc, If, Elisa - Q99685

Numéro d'article: CM0006942



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité ciblant le MGLL humain (MAGL, HU-K5). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides et la signalisation des endocannabinoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MGLL Lapin mAb
Remarques/Alias	MGL, HUK5, MAGL, HU-K5, MGLL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du MGLL humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q99685
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace