

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mgll Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99685

Numéro d'article: CM0029800



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant MGLL, adapté pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris, le rat. Explorez la fonction de la monoglycérade lipase dans la signalisation endocannabinoïde, le métabolisme des lipides et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MGLL Lapin pAb
Remarques/Alias	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5; MGLL
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	11343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 11-313 de la MGLL humaine (NP_009214.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99685
Poids Protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace