


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mgmt Pour Wb, Elisa - P16455

Numéro d'article: CM0002305



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin MGMT est un anticorps monoclonal spécifique de lapin dirigé contre l'O-6-méthylguanine-ADN méthyltransferase humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et les dommages par alkylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin MGMT
Remarques/Alias	MGMT ; O-6-méthylguanine-ADN méthyltransferase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4255
GeneID	4255
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 108 et 207 de la MGMT humaine (NP_002403.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P16455
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace