


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mgmt Pour Wb, Elisa - P16455

Numéro d'article: CM0017105



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-MGMT adapté pour le WB et l'ELISA, détectant la MGMT humaine et murine. Idéal pour les études sur la réparation de l'ADN et les mécanismes de résistance aux médicaments.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MGMT Rabbit pAb
Remarques/Alias	MGMT
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	4255
ID du Gène	4255
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-207 de la MGMT humaine (NP_002403.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P16455
Poids Moléculaire Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace