

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mgp Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P08493

Numéro d'article: CM0027027



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine Gla matricielle (MGP), inhibiteur de la formation osseuse. Validé pour WB, IHC-P, IF-P, ELISA ; réagit avec l'homme, la souris, le rat. Adapté à la recherche en biologie osseuse et sur la calcification.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MGP Rabbit pAb
Remarques / Alias	NTI ; GIG36 ; MGLAP ; MGP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4256
GeneID	4256
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-103 de la MGP humaine (NP_000891.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08493
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace