

Anticorps Polyclonal Anti-Mgrn1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60291

Numéro d'article: CM0024028

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MGRN1 humain (ligase E3 ubiquitine-protéine) pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée validée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le trafic des endosomes et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	MGRN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RNF156; MGRN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23295
GeneID	23295
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-538 du MGRN1 humain (O60291).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O60291
Poids Protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace