


Anticorps Monoclonal Anti-Mhc Classe Ii (I-A/I-E) Pour Fc, Elisa - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numéro d'article: CM0011494



Introduction

Anticorps monoclonal de rat ciblant les molécules de MHC Classe II (I-A/I-E) de souris, validé pour la cytométrie en flux et l'ELISA. Réagit avec la souris, couvrant de multiples cibles géniques essentielles pour la recherche sur l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de rat anti-MHC Classe II (I-A/I-E)
Remarques / Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espèce	Souris
Identifiant de gène	14969/14961/381091/14960
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Poids de la protéine	26kDa/30kDa/32kDa
Expédition	Sac de glace