


Anticorps Monoclonal Anti-Mhc Classe II (I-A/I-E) Pour Cytométrie En Flux - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numéro d'article: CM0011387



Introduction

Anticorps monoclonal rat anti-souris conjugué à l' dirigé contre le CMH de classe II (I-A/I-E), validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît les alloantigènes I-A et I-E de souris. Idéal pour l'immunophénotypage et les études sur la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Rat anti-Souris CMH Classe II (I-A/I-E) mAb
Remarques/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espèce	Souris
ID de Gène	14969/14961/381091/14960
Immunogène	Protéine recombinante de CMH de classe II de souris (I-A/I-E)
Source	Rat
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Poids Protéique	30kDa/32kDa/26kDa
Expédition	Sac glacé