

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mib1/Dip1 Pour Wb, Elisa - Q86Yt6

Numéro d'article: CM0025234



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MIB1/DIP1 validé pour WB, ELISA ; réagit croisé avec souris, rat. Cible la ligase E3 ubiquitine dans la voie Notch, l'apoptose, la ciliogenèse. 110 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | MIB1/DIP1 Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias     | MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1                                                                                  |
| Espèce              | Humain                                                                                                                            |
| ID de Gène (Humain) | 57534                                                                                                                             |
| ID de Gène          | 57534                                                                                                                             |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 560-860 de MIB1/DIP1 humain (NP_065825.1). |
| Source              | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                                             |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS               | Q86YT6                                                                                                                            |
| Poids Protéique     | 110kDa                                                                                                                            |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                      |