

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mib2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ax9

Numéro d'article: CM0019274

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine MIB2, une ubiquitine ligase E3 de la voie de signalisation Notch. Convient pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies d'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-MIB2
Remarques/Alias	ZZZ5; ZZANK1; MIB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	142678
GeneID	142678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-580 de la MIB2 humaine (NP_001164158.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AX9
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace