

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mica Pour Wb, Elisa - Q29983

Numéro d'article: CM0013609



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la MICA humaine (MIC-A, PERB11.1), validé pour WB et ELISA. La MICA est un ligand induit par le stress pour NKG2D, impliqué dans la surveillance immunitaire. Présente une réactivité croisée avec l'homme et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MICA Rabbit pAb
Remarques / Alias	MIC-A; PERB11.1; MICA
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	100507436
GenelD	100507436
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q29983
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sachet isotherme