


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Micu2 Pour Wb & Elisa - Q8lyu8

Numéro d'article: CM0013553



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le MICU2 humain (EFHA1), régulateur de l'absorption du calcium mitochondrial. Validé pour les applications WB et ELISA. Convient pour la recherche sur la signalisation calcique et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-MICU2
Remarques/Alias	EFHA1 ; 1110008L20Rik ; MICU2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	221154
GenelD	221154
Immunogène	Peptide synthétique. Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 du MICU2 humain (NP_689939.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8IYU8
Poids Moléculaire Protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace