

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mien1 Pour Wb, Elisa - Q9Brt3

Numéro d'article: CM0023206



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MIEN1 humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. MIEN1 joue un rôle dans la migration cellulaire et l'apoptose, et est surexprimé dans les cancers du sein et de la prostate. Idéal pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MIEN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	C35, ORB3, XTP4, RDX12, C17orf37, MIEN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84299
GeneID	84299
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-115 du MIEN1 humain (NP_115715.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BRT3
Poids moléculaire	12kDa
Expédition	Sac de glace