

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mier1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N108

Numéro d'article: CM0020109

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain MIER1, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît le MIER1 humain et murin, un répresseur transcriptionnel impliqué dans le silence chromatinien. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études de régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MIER1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ER1 ; MI-ER1 ; MIER1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57708
GeneID	57708
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N108
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace