


Anticorps Monoclonal Anti-Mif Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P14174

Numéro d'article: CM0007409



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre le MIF humain (facteur inhibiteur de la migration des macrophages). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Joue un rôle dans la réponse immunitaire innée et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MIF Rabbit mAb
Remarques/Alias	GIF ; GLIF ; MMIF ; MIF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4282
GeneID	4282
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 114-199 du MIF humain (NP_002406.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14174
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace