


Anticorps Polyclonal Anti-Mif Pour Wb, If/Icc, Elisa - P14174

Numéro d'article: CM0013918



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le MIF humain (facteur d'inhibition de la migration des macrophages), validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MIF Lapin pAb
Remarques/Alias	GIF; GLIF; MMIF; MIF
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4282
ID de gène	4282
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-115 du MIF humain (NP_002406.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14174
Poids moléculaire	12kDa
Expédition	Sac de glace