

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Miip Pour Wb, Elisa - Q5Jxc2

Numéro d'article: CM0018256

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine MIIP humaine (IIP45) pour les applications de Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Convient aux études sur l'invasion et la migration des cellules cancéreuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	MIIP Rabbit pAb
Remarques / Alias	IIP45; MIIP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	60672
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 279 à 388 de la MIIP humaine (NP_068752.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q5JXC2
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace