


Anti-Récepteur Des Minéralocorticoïdes (Nr3C2) Lapin Pab - P08235

Numéro d'article: CM0029293



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur des minéralocorticoïdes humain (NR3C2), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la signalisation minéralocorticoïde et l'hypertension.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Récepteur des minéralocorticoïdes (NR3C2) Lapin pAb
Remarques/Alias	MR ; MCR ; MLR ; NR3C2VIT ; Récepteur des minéralocorticoïdes (NR3C2)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4306
Identifiant du gène	4306
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-600 du récepteur des minéralocorticoïdes humain (NR3C2) (NP_000892.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08235
Poids moléculaire de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace