


Anticorps Polyclonaux Anti-Miox Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Ugb7

Numéro d'article: CM0013233



Introduction

Anticorps polyclonaux de lapin dirigés contre la MIOX humaine (myo-inositol oxygénase), validés pour WB, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les oxydoréductases spécifiques au rein.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MIOX Lapin pAb
Remarques/Alias	ALDRL6; MIOX
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55586
GeneID	55586
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-285 de la MIOX humaine (NP_060054.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9UGB7
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace