

Anticorps Polyclonal Anti-Mip Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30301

Numéro d'article: CM0029022

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MIP humain (Aquaporine-0). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'homéostasie hydrique du cristallin et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	AQP0 ; LIM1 ; MP26 ; MIP26 ; CTRCT15 ; MIP
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	4284
GeneID	4284
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50-150 du MIP humain (NP_036196.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30301
Poids moléculaire protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace