

Anticorps Monoclonal Anti-Mipep Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99797

Numéro d'article: CM0006547

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MIPEP validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Cible la peptidase intermédiaire mitochondriale (Q99797), idéal pour l'étude de la maturation des protéines mitochondriales et des maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MIPEP Rabbit mAb
Remarques/Alias	MIP ; HMIP ; COXPD31 ; MIPEP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4285
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 511-713 de la MIPEP humaine (NP_005923.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q99797
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac réfrigérant