

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mipep Pour Wb, Elisa - Q99797

Numéro d'article: CM0013367

Introduction

Anti-MIPEP Rabbit pAb validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible la peptidase intermédiaire mitochondriale (81 kDa), adapté à la recherche sur le traitement des protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MIPEP Rabbit pAb
Remarques / Alias	MIP; HMIP; COXPD31; MIPEP
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4285
GenelD	4285
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 511-713 de la MIPEP humaine (NP_005923.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99797
Poids moléculaire de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace