


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mitf Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75030

Numéro d'article: CM0007572



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le MITF humain (O75030), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec le MITF humain et de rat. Convient pour la recherche sur la différenciation des mélanocytes, la régulation des gènes de la pigmentation et les facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MITF Rabbit mAb
Remarques/Alias	MI ; WS2 ; CMM8 ; WS2A ; COMMAD ; MITF-A ; bHLHe32 ; MITF
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4286
Identifiant du gène	4286
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 402-526 du MITF humain (NP_001341533.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O75030
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace