


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mitf Pour Wb Et Elisa - 075030

Numéro d'article: CM0013778



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le MITF humain (facteur de transcription associé à la microphthalmie). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Le MITF est un régulateur clé de la survie et de la différenciation des mélanocytes, ainsi que de la biogenèse des mélanosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	MITF Rabbit pAb
Remarques/Alias	MI ; WS2 ; CMM8 ; WS2A ; COMMAD ; MITF-A ; bHLHe32 ; MITF
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4286
ID du gène	4286
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du MITF humain (NP_937801.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075030
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace