

Anticorps Monoclonaux Anti-Mitofilin Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16891

Numéro d'article: CM0006513

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la Mitofiline humaine (MIC60) pour le Western blot, l'IHC, l'IP et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la morphologie des crêtes mitochondriales et le complexe MICOS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Mitofilin Rabbit mAb
Remarques/Alias	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; Mitofilin
Espèce	Humain
GenelD	10989
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 65-300 de la Mitofiline humaine (NP_006830.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16891
Poids Protéique	84 kDa
Expédition	Sac de glace